

## Z-CAD® Liquid - Das Eindringliche

Die Zwei für alle Fälle. Tauch- oder Pinseltechnik.



*Verändertes Erscheinungsbild*

### Z-CAD® Deep liquid, Surface liquid

Diese gebrauchsfertigen Infiltrationsliquide auf Wasserbasis sind speziell für das Einfärben weisser Zirkonoxid Ronden der Firma Metoxit AG entwickelt. Ob Tauchen oder Bemalen, die Färbeliquide dringen in die Oberfläche der ungesinterten Arbeiten und färben diese ein.

Z-CAD® Deep ist vorrangig für die Tauchtechnik der Z-CAD® HD und HTL Ronden konzipiert. Durch ein höheres Chroma wird der zu verblendenden Arbeit der Farbton von innen heraus vorgegeben. Natürlich ist eine Bemaltechnik mit diesen Liquiden auch möglich.

Z-CAD® Surface ist vorrangig für die Pinseltechnik (Bemalen) der Z-CAD® One4All und *smile* Ronden vorgesehen. Der höhere Transluzenz Wert bedingt ein niedrigeres Chroma, um monolithischen Restaurationen auf der Oberfläche Akzentuierungen zu ermöglichen. Natürlich ist eine Tauchtechnik mit diesen Liquiden auch möglich.

## Z-CAD® Deep liquid dentin

Art. Nr.	Produkt Deep liquid A1 - D4	Inhalt
411950	Z-CAD Deep liquid A1	100ml
411951	Z-CAD Deep liquid A2	100ml
411952	Z-CAD Deep liquid A3	100ml
411953	Z-CAD Deep liquid A3.5	100ml
411954	Z-CAD Deep liquid A4	100ml
411955	Z-CAD Deep liquid B1	100ml
411956	Z-CAD Deep liquid B2	100ml
411957	Z-CAD Deep liquid B3	100ml
411958	Z-CAD Deep liquid B4	100ml
411959	Z-CAD Deep liquid C1	100ml
411960	Z-CAD Deep liquid C2	100ml
411961	Z-CAD Deep liquid C3	100ml
411962	Z-CAD Deep liquid C4	100ml
411963	Z-CAD Deep liquid D2	100ml
411964	Z-CAD Deep liquid D3	100ml
411965	Z-CAD Deep liquid D4	100ml

## Z-CAD® Deep liquid effect

Art. Nr.	Produkt Deep liquid effect	Inhalt
411966	Z-CAD Deep liquid blue1	100ml
411967	Z-CAD Deep liquid blue2	100ml
411968	Z-CAD Deep liquid grey1	100ml
411969	Z-CAD Deep liquid grey2	100ml
411970	Z-CAD Deep liquid yellow	100ml
411971	Z-CAD Deep liquid orange	100ml
411972	Z-CAD Deep liquid brown	100ml
411973	Z-CAD Deep liquid pink	100ml



## Z-CAD® Deep liquid set

Art. Nr.	Produkt Deep liquid Set	Inhalt
411974	Z-CAD Deep liquid dentin set	16x 100ml
411975	Z-CAD Deep liquid effect set	8x 100ml

## Z-CAD® Surface liquid dentin

Art. Nr.	Produkt Surface liquid A1 - D4	Inhalt
411976	Z-CAD Surface liquid A1	100 ml
411977	Z-CAD Surface liquid A2	100 ml
411978	Z-CAD Surface liquid A3	100 ml
411979	Z-CAD Surface liquid A3.5	100 ml
411980	Z-CAD Surface liquid A4	100 ml
411981	Z-CAD Surface liquid B1	100 ml
411982	Z-CAD Surface liquid B2	100 ml
411983	Z-CAD Surface liquid B3	100 ml
411984	Z-CAD Surface liquid B4	100 ml
411985	Z-CAD Surface liquid C1	100 ml
411986	Z-CAD Surface liquid C2	100 ml
411988	Z-CAD Surface liquid C3	100 ml
411989	Z-CAD Surface liquid C4	100 ml
411990	Z-CAD Surface liquid D2	100 ml
412002	Z-CAD Surface liquid D3	100 ml
411991	Z-CAD Surface liquid D4	100 ml

## Z-CAD® Surface liquid effect

Art. Nr.	Produkt Surface liquid effect	Inhalt
411992	Z-CAD Surface liquid blue1	100 ml
411993	Z-CAD Surface liquid blue2	100 ml
411994	Z-CAD Surface liquid grey1	100 ml
411995	Z-CAD Surface liquid grey2	100 ml
411996	Z-CAD Surface liquid yellow	100 ml
411997	Z-CAD Surface liquid orange	100 ml
411998	Z-CAD Surface liquid brown	100 ml
411999	Z-CAD Surface liquid pink	100 ml



## Z-CAD® Surface liquid set

Art. Nr.	Produkt Surface liquid Set	Inhalt
412000	Z-CAD Surface liquid dentin set	16 x 100 ml
412001	Z-CAD Surface liquid effect set	8 x 100 ml

Das abgestimmte System der Z-CAD® Deep und Surface Liquide bieten eine sehr einfache Anwendung und liefert eine sehr hohe Reproduzierbarkeit bei einzufärbenden Restaurationen. Ein Z-CAD® Deep und Surface Liquid Sets beinhalten A1-D4 Dentin Farben. Entsprechend \*Vita classical A1-D4 Farbsystem. Das zweite Z-CAD® Deep und Surface Liquid "effect set" beinhaltet acht Farben zum Individualisieren.

\*VITA classical A1 - D4® ist eine eingetragene Marke der VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG in Bad Säckingen.